

MAQUET – SISTEMAS DE ASISTENCIA PARA EL QUIRÓFANO

El nuevo brazo de sujeción 3D es la "tercera mano" del cirujano: posiciona el brazo del paciente en las intervenciones ortopédicas y traumatológicas

Rastatt/Alemania, agosto de 2010. Con el nuevo brazo de sujeción Trimano 3D, el especialista en procesos de trabajo Maquet amplía su extensa gama en materia de Sistemas de Asistencia y Accesorios Quirúrgicos. El sistema de asistencia se emplea en el ámbito ortopédico y traumatológico y ofrece una ayuda adicional al cirujano. Ha sido especialmente concebido para las operaciones en la zona de los hombros y brazos.

Trimano mejora el flujo de trabajo

El brazo de sujeción, que incluye apoyabrazo estéril y adaptador, permite la colocación segura del brazo del paciente y lo mantiene en la posición correspondiente durante la operación. El alto grado de movilidad del Trimano permite modificar la posición durante la operación de forma rápida y precisa. Para comprobar el

MAQUET GmbH & Co. KG
Kehler Straße 31
D-76437 Rastatt, Germany
Ralf Uwe Schmitt
Director Marketing Medical Systems
Teléfono:+49 (0) 7222 932-591
Fax:+49 (0) 7222 932-938
r.schmitt@maquet.de

Rabea Schlagermann
Product Marketing Manager
Teléfono:+49 (0) 7222 932-420
Fax:+49 (0) 7222 932-19420
r.schlagermann@maquet.de

resultado de la operación, se puede retirar y mover libremente el brazo del paciente. "El empleo del brazo de sujeción representa una mejora fundamental del proceso de trabajo. Gracias a la fijación segura en el quirófano, la operación puede efectuarse de forma más rápida y sencilla, lo cual nos permite concentrarnos en las tareas esenciales", afirma el Dr. Stefan Studier-Fischer, médico gerente de la sección quirúrgica de hombro y codo en la clínica Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik de Ludwigshafen (Alemania). "Al mismo tiempo, el médico asistente, que normalmente sostiene el brazo del paciente durante la operación y lo coloca en la posición correcta, puede llevar a cabo tareas más complejas." En las intervenciones pequeñas, el cirujano puede compensar fácilmente la falta de personal sirviéndose del brazo de sujeción.

La colocación del brazo del paciente puede prepararse en la sala preoperatoria. El brazo del paciente se coloca sobre el brazo soporte encima de una colchoneta.

En el quirófano se traslada el brazo del paciente desde la colchoneta al alojamiento estéril. El adaptador incorporado a ambos lados facilita la inserción sencilla del apoyabrazo. Éste une el apoyabrazo con el brazo

soporte y garantiza un manejo intuitivo por parte del usuario. Los tiempos de recambio optimizados gracias a la preparación previa del paciente contribuyen al aprovechamiento máximo de las capacidades del quirófano y, en consecuencia, favorecen el resultado final.

Más ergonomía y seguridad

La postura ergonómica y la posición estable resultan indispensables para el trabajo quirúrgico y son posibles gracias al empleo del brazo soporte Trimano. A esto se suma el accionamiento del aparato sin corriente y sin aire comprimido. Se prescinde de conexiones o tubos. El cambio rápido y seguro de la posición del brazo durante la operación se realiza mediante el mecanismo de bloqueo "pulsar y mover". El empleo del brazo soporte ofrece una ventaja añadida en lo referente a la higiene radiológica: la fijación exacta de la posición del brazo permite al asistente abandonar el área radiográfica.

Un sistema de asistencia para todas las mesas quirúrgicas

El brazo de sujeción 3D Trimano se fija a la guía lateral de la mesa quirúrgica. Por este motivo, se puede

emplear tanto en las mesas quirúrgicas Maquet como en las de otros fabricantes y ofrece un uso flexible en el hospital.

Si desea más información acerca de la aplicación, consulte www.maquet.com



El brazo de sujeción 3D Trimano para operaciones en la zona del hombro fija el brazo del paciente de forma rápida y segura en la posición deseada. Manejo sencillo sin conexiones de corriente o aire comprimido.

MAQUET GmbH & Co. KG
Kehler Straße 31
D-76437 Rastatt, Germany
Ralf Uwe Schmitt
Director Marketing Medical Systems
Teléfono:+49 (0) 7222 932-591
Fax:+49 (0) 7222 932-938
r.schmitt@maquet.de

Rabea Schlagermann
Product Marketing Manager
Teléfono:+49 (0) 7222 932-420
Fax:+49 (0) 7222 932-19420
r.schlagermann@maquet.de

INFORMACIONES SOBRE EL GRUPO MAQUET

El grupo MAQUET es la empresa líder mundial de productos y soluciones para quirófanos y unidades de cuidados intensivos. Desarrolla los mejores productos compatibles entre sí, especialmente diseñados para el tratamiento y la terapia médica óptimos de los pacientes hospitalarios. MAQUET cuenta con soluciones médicas y terapéuticas innovadoras a través de sus tres divisiones:

- Cardiovascular, con productos para la terapia de contrapulsación por globo intraaórtico, cirugía de bypass de la arteria coronaria, intervenciones en casos de aneurisma, intervenciones periféricas y circulación extracorporal.
- Critical Care con aparatos de ventilación y anestesia
- Surgical Workplaces con mesas e iluminación para quirófano, unidades de servicio de techo, salas modulares para quirófano y unidad de cuidados intensivos, así como sistemas de telemedicina para la integración del quirófano.

MAQUET es una filial de la multinacional sueca que cotiza en bolsa GETINGE AB, una empresa con más de 2.200 millones de euros de facturación (ejercicio 2009) y

MAQUET GmbH & Co. KG
Kehler Straße 31
D-76437 Rastatt, Germany
Ralf Uwe Schmitt
Director Marketing Medical Systems
Teléfono:+49 (0) 7222 932-591
Fax:+49 (0) 7222 932-938
r.schmitt@maquet.de

Rabea Schlagermann
Product Marketing Manager
Teléfono:+49 (0) 7222 932-420
Fax:+49 (0) 7222 932-19420
r.schlagermann@maquet.de

NOTA DE PRENSA



12.100 empleados en todo el mundo. Por su parte, MAQUET registró durante el pasado año 2009 unas ventas superiores a los 1.100 millones de euros. En la actualidad, la empresa cuenta con 5.000 empleados repartidos en 36 organizaciones internacionales de distribución y prestación de servicios, así como con una red de más de 250 representaciones comerciales.

www.maquet.com

www.getingegroup.com

MAQUET – The Gold Standard.

MAQUET GmbH & Co. KG
Kehler Straße 31
D-76437 Rastatt, Germany
Ralf Uwe Schmitt
Director Marketing Medical Systems
Teléfono:+49 (0) 7222 932-591
Fax:+49 (0) 7222 932-938
r.schmitt@maquet.de

Rabea Schlagermann
Product Marketing Manager
Teléfono:+49 (0) 7222 932-420
Fax:+49 (0) 7222 932-19420
r.schlagermann@maquet.de