

**FLEXIBLE LÖSUNG FÜR ALLE CHIRURGISCHEN
DISZIPLINEN: DER NEUE ALPHASTAR PRO**

Rastatt, Juli 2010. Zunehmend werden im klinischen Alltag OP-Tische benötigt, die den wachsenden Anforderungen der verschiedenen chirurgischen Disziplinen gerecht werden und gleichzeitig multifunktional eingesetzt werden können. Der Medizintechnik- und Workflow-Spezialist Maquet bietet mit dem neuen OP-Tisch Alphastar Pro die passende Lösung.

Flexibel einsetzbar durch Modularität

Seine Vielseitigkeit macht den Alphastar Pro, der in zwei Versionen mit unterschiedlicher Höhenverstellbarkeit erhältlich ist, zu einem beispielhaft flexiblen Arbeitsgerät. Durch seine hohe Modularität kann er für sämtliche chirurgische Disziplinen eingesetzt werden. Dafür sorgt umfangreiches Spezialzubehör, zum Beispiel für den Einsatz bei orthopädischen, traumatologischen und neurochirurgischen, aber auch kardiologischen Eingriffen. Das Anstecken des Zubehörs erfolgt über das einfach bedienbare „Easy-Click“-System. Dieses erlaubt

MAQUET GmbH & Co. KG
Kehler Straße 31
D-76437 Rastatt, Germany
Pressekontakt:
Ralf Uwe Schmitt
Phone: +49 (0) 7222 932-591
Fax: +49 (0) 7222 932-938
r.schmitt@maquet.de

Rabea Schlagermann
Produkt Marketing Manager
Telefon: +49 (0) 7222 932-420
Fax: +49 (0) 7222 932-19420
r.schlagermann@maquet.de

den schnellen Einsatz eines großen Zubehörprogramms an Steck-Modulen. So kann der Alphastar Pro sicher und bequem an ein breites Spektrum von chirurgischen Aufgaben und Patientengrößen angepasst werden. Für die anatomisch korrekte Patientenlagerung in allen Anwendungsbereichen, wird eine neue mehrfach unterteilte Lagerfläche verwendet. Sie ist für den jeweiligen chirurgischen Eingriff individuell modifizierbar. 360° durchleuchtbare CFK- Module ermöglichen die intraoperative Kontrolle mit bildgebenden Verfahren. Darüber hinaus kann eine Sitzplattenverlängerung für die optimale Durchleuchtung des Urogenital-Bereichs angesteckt werden.

Ergonomisch und benutzerfreundlich

Der Alphastar Pro erfüllt alle Voraussetzungen, die ein entspanntes und komfortables Arbeiten im OP möglich machen. Neben seiner hohen Standfestigkeit tragen die motorischen Beinplatten besonders bei gynäkologischen und urologischen Eingriffen zu einer wesentlichen Verbesserung der Ergonomie bei. Gleiches gilt auch für den Zutritt zum OP-Tisch, der ohne ein Anstoßen an den Tischfuß möglich ist. Die flexible

MAQUET GmbH & Co. KG
Kehler Straße 31
D-76437 Rastatt, Germany
Pressekontakt:
Ralf Uwe Schmitt
Phone: +49 (0) 7222 932-591
Fax: +49 (0) 7222 932-938
r.schmitt@maquet.de

Rabea Schlagermann
Produkt Marketing Manager
Telefon:+49 (0) 7222 932-420
Fax: +49 (0) 7222 932-19420
r.schlagermann@maquet.de

Höhenverstellbarkeit von 598 mm bis hin zu 1120 mm erlaubt dem Chirurgen, eine ergonomische Haltung bei Operationen im Sitzen und im Stehen einzunehmen. Die Steuerung des OP-Tisches erfolgt über ein Handbediengerät per Infrarot-Signal oder Kabel und garantiert jederzeit die sichere Bedienung auch in kritischen Phasen des OP-Geschehens. Über das beleuchtete Tastenfeld ist die sichere Handhabung auch in abgedunkelten OP-Sälen z.B. bei minimal-invasiven Eingriffen gegeben.

Qualität und Wirtschaftlichkeit

Mit dem Alphastar Pro erfüllt Maquet die zunehmende Nachfrage von kosten- und qualitätsbewussten Kliniken nach effizienten OP-Tisch-Lösungen. Gerade die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und die Kapazitäten, die sich durch die Verbesserung des Workflows erzielen lassen, machen den Alphastar Pro auch wirtschaftlich richtungweisend.

(Zeichen: 2.913)

MAQUET GmbH & Co. KG
Kehler Straße 31
D-76437 Rastatt, Germany
Pressekontakt:
Ralf Uwe Schmitt
Phone: +49 (0) 7222 932-591
Fax: +49 (0) 7222 932-938
r.schmitt@maquet.de

Rabea Schlagermann
Produkt Marketing Manager
Telefon:+49 (0) 7222 932-420
Fax: +49 (0) 7222 932-19420
r.schlagermann@maquet.de

**Gerne senden wir Ihnen auf Anfrage hoch
auflösendes Bildmaterial zu.**

*Für Eingriffe im
Schulterbereich: Beach-Chair
Lagerung mit Trimano 3D-
Halteram*



*Steinschnittlagerung mit
motorisch verstellbaren
Beinhaltern nach Goepel*



*Patienten-Lagerung für die
laparoskopische
Adipositaschirurgie*



MAQUET GmbH & Co. KG
Kehler Straße 31
D-76437 Rastatt, Germany
Pressekontakt:
Ralf Uwe Schmitt
Phone: +49 (0) 7222 932-591
Fax: +49 (0) 7222 932-938
r.schmitt@maquet.de

Rabea Schlagermann
Produkt Marketing Manager
Telefon:+49 (0) 7222 932-420
Fax: +49 (0) 7222 932-19420
r.schlagermann@maquet.de

INFORMATIONEN ÜBER DIE MAQUET GRUPPE

Die MAQUET Gruppe ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten und Lösungen für Operationsräume, Hybrid-OP's, das Herzkatheterlabor sowie Intensivstationen und den Patiententransport. Die bestens aufeinander abgestimmten Produkte werden speziell für die optimale medizinische Behandlung und Therapie der Patienten in Krankenhäusern entwickelt. MAQUET bietet innovative medizinische und therapeutische Lösungen in drei Divisionen:

- Cardiovascular mit Produkten für die Intra-aortale Ballon Gegenpulsationstherapie, koronar-arterielle Bypass-Chirurgie, Aneurysmen-Eingriffe, periphere Interventionen, extrakorporale Zirkulation
- Critical Care für Beatmungs- und Anästhesiegeräte
- Surgical Workplaces für OP-Tische, OP-Leuchten, Deckenversorgungseinheiten, flexibles Raumdesign für Operationssaal, Hybrid-OP und Intensivstation sowie die vollständige digitale OP-Integration

MAQUET ist eine Tochtergesellschaft der börsennotierten schwedischen GETINGE GROUP, ein Unternehmen mit knapp 2,2 Milliarden Euro Umsatz

MAQUET GmbH & Co. KG
Kehler Straße 31
D-76437 Rastatt, Germany
Pressekontakt:
Ralf Uwe Schmitt
Phone: +49 (0) 7222 932-591
Fax: +49 (0) 7222 932-938
r.schmitt@maquet.de

Rabea Schlagermann
Produkt Marketing Manager
Telefon:+49 (0) 7222 932-420
Fax: +49 (0) 7222 932-19420
r.schlagermann@maquet.de

(Geschäftsjahr 2009) und 12.150 Mitarbeitern weltweit. MAQUET selbst hat im Jahr 2009 einen Umsatz von fast 1,1 Milliarden Euro erwirtschaftet. Heute hat das Unternehmen 5.000 Mitarbeiter in 36 internationalen Vertriebs- und Serviceorganisationen sowie einem Netzwerk von mehr als 250 Handelsvertretungen. Fertigungslinien befinden sich an 12 Standorten in 6 Ländern.

MAQUET engagiert sich am Stammsitz in Rastatt sozial und investiert nachhaltig in die Arbeitskräfte von Morgen: Die Mitarbeiterinitiative „Bildungschance Rastatt e.V.“ betreibt täglich eine Kunstwerkstatt, bietet regelmäßig Kreativangebote für Mitarbeiterkinder an und vergibt dotierte Zwei-Jahres-Stipendien für Grundschul Kinder. Darüber hinaus veranstaltet Bildungschance Rastatt e.V. kostenfrei Lesungen, Konzerte und Theateraufführungen für Rastatter Kindertageseinrichtungen und Schulen. Zusätzliche Projekt tage und ein Ferienprogramm runden das Angebot für Kinder ab. Bildung ist höchstes Gut und sollte jedem Kind ermöglicht werden – unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe, Religion und Herkunft.

www.maquet.com

MAQUET GmbH & Co. KG
Kehler Straße 31
D-76437 Rastatt, Germany
Pressekontakt:
Ralf Uwe Schmitt
Phone: +49 (0) 7222 932-591
Fax: +49 (0) 7222 932-938
r.schmitt@maquet.de

Rabea Schlagermann
Produkt Marketing Manager
Telefon: +49 (0) 7222 932-420
Fax: +49 (0) 7222 932-19420
r.schlagermann@maquet.de

PRESSEMITTEILUNG



www.getingegroup.com

MAQUET – The Gold Standard.

MAQUET GmbH & Co. KG
Kehler Straße 31
D-76437 Rastatt, Germany
Pressekontakt:
Ralf Uwe Schmitt
Phone: +49 (0) 7222 932-591
Fax: +49 (0) 7222 932-938
r.schmitt@maquet.de

Rabea Schlagermann
Produkt Marketing Manager
Telefon:+49 (0) 7222 932-420
Fax: +49 (0) 7222 932-19420
r.schlagermann@maquet.de