

**SOLUTION POLYVALENTE POUR TOUTES LES
DISCIPLINES CHIRURGICALES: LA NOUVELLE
TABLE ALPHASTAR PRO**

Rastatt/Allemagne, juillet 2010.

Travailler quotidiennement en site hospitalier exige de plus en plus souvent l'emploi de tables d'opération multifonctionnelles adaptées aux exigences croissantes dans le domaine des différentes disciplines chirurgicales. Maquet, le spécialiste de l'équipement et de l'organisation au bloc opératoire offre la solution adaptée avec la nouvelle table d'opération Alphastar Pro.

Emploi polyvalent grâce à sa modularité

La conception de l'Alphastar Pro, disponible en deux versions avec différents réglages en hauteur, confère à cette table de travail une polyvalence exemplaire. Sa grande modularité permet de l'utiliser pour toutes les disciplines chirurgicales. Un grand nombre d'accessoires dédiés sont disponibles que ce soit pour les interventions orthopédiques, traumatologiques, neurochirurgicales mais aussi cardiologiques. Les accessoires se fixent aisément grâce au système « Easy-Click ». Ce système

MAQUET GmbH & Co. KG
Kehler Straße 31
D-76437 Rastatt, Germany
Ralf Uwe Schmitt
Director Marketing Medical Systems
Téléphone:+49 (0) 7222 932-591
Télécopie:+49 (0) 7222 932-938
r.schmitt@maquet.de

Rabea Schlagermann
Product Marketing Manager
Téléphone:+49 (0) 7222 932-420
Télécopie:+49 (0) 7222 932-19420
r.schlagermann@maquet.de

permet de fixer rapidement un large éventail d'accessoires sur des modules amovibles. La table Alphastar Pro peut ainsi s'adapter en toute sécurité et confort à une grande variété de tâches chirurgicales et de tailles de patient.

Un nouveau plateau en plusieurs sections favorise le positionnement anatomique correct du patient dans tous les domaines d'application. Ce plateau peut être modifié individuellement selon le type d'intervention chirurgicale. Des modules en fibre de carbone radiotransparents à 360° assurent le contrôle préopératoire par clichés radiographiques. Grâce à une rallonge de la plaque de siège, la radiotransparence optimale de la zone urogénitale est obtenue.

Ergonomique et conviviale

La table Alphastar Pro remplit toutes les conditions qui permettent un travail détendu et confortable en salle d'opération. Outre sa grande stabilité, les plaques jambes motorisées contribuent à un travail plus aisé pendant les interventions gynécologiques et urologiques. L'accès à la table d'opération est facile. Les réglages en hauteur varient de 598 mm à 1 120 mm, ceci permet au

MAQUET GmbH & Co. KG
Kehler Straße 31
D-76437 Rastatt, Germany
Ralf Uwe Schmitt
Director Marketing Medical Systems
Téléphone: +49 (0) 7222 932-591
Télécopie: +49 (0) 7222 932-938
r.schmitt@maquet.de

Rabea Schlagermann
Product Marketing Manager
Téléphone: +49 (0) 7222 932-420
Télécopie: +49 (0) 7222 932-19420
r.schlagermann@maquet.de

chirurgien de travailler confortablement pendant les opérations, que ce soit en position assise ou debout. C'est un boîtier de commande par signaux infrarouges ou par câble qui pilote la table et garantit à tout moment une manipulation sûre de la table, même durant les phases critiques de l'opération. Les touches éclairées assurent une manipulation sûre même dans des salles d'opération sombres, pendant des interventions mini-invasives.

Qualité et rentabilité

Avec la table Alphastar Pro, Maquet répond à la fois au souci de maîtrise des coûts et au nécessaire besoin de l'efficacité au bloc. La table – Alphastar Pro garantit la rentabilité, précisément en raison de ses fonctionnalités multiples qui contribuent considérablement à l'amélioration du flux de travail.

MAQUET GmbH & Co. KG
Kehler Straße 31
D-76437 Rastatt, Germany
Ralf Uwe Schmitt
Director Marketing Medical Systems
Téléphone:+49 (0) 7222 932-591
Télécopie:+49 (0) 7222 932-938
r.schmitt@maquet.de

Rabea Schlagermann
Product Marketing Manager
Téléphone:+49 (0) 7222 932-420
Télécopie:+49 (0) 7222 932-19420
r.schlagermann@maquet.de

**Nous tenons à votre disposition sur demande des
photographies haute résolution**

*Pour les interventions dans la
zone des épaules:
positionnement Beach-Chair
avec le bras de support
Trimano 3D*



*Position urologique /
gynécologique avec porte-
jambes réglable par moteur de
Goepel*



*Position du patient pour la
chirurgie adipoitaire
laparoscopique*



MAQUET GmbH & Co. KG
Kehler Straße 31
D-76437 Rastatt, Germany
Ralf Uwe Schmitt
Director Marketing Medical Systems
Téléphone: +49 (0) 7222 932-591
Télécopie: +49 (0) 7222 932-938
r.schmitt@maquet.de

Rabea Schlagermann
Product Marketing Manager
Téléphone: +49 (0) 7222 932-420
Télécopie: +49 (0) 7222 932-19420
r.schlagermann@maquet.de

INFORMATIONS SUR LE GROUPE MAQUET

Le groupe MAQUET est le premier fournisseur au monde de produits et solutions pour salles d'opérations et services de soins intensifs. Les produits parfaitement coordonnés sont spécialement conçus pour la thérapie et le traitement médical optimum des patients au sein d'hôpitaux. MAQUET propose des solutions médicales et thérapeutiques innovantes en trois divisions:

- Cardiovascular avec des produits pour la chirurgie de pontage aorto-coronarien (ballons de contre-pulsion intra-aortiques), pour les interventions en cas d'anévrismes, les interventions périphériques, la circulation extracorporelle
- Critical Care pour les respirateurs et les appareils d'anesthésie
- Surgical Workplaces, pour les tables d'opérations, les éclairages opératoires, les bras de distribution plafonniers, les salles intégrées: Espaces modulaires « Variop »; Système multimédia « Télémédecine ».

MAQUET est une filiale du groupe suédois coté en bourse, GETINGE AB, une entreprise affichant un chiffre d'affaires supérieur à 2,2 milliards d'euros (bilan 2009) et

MAQUET GmbH & Co. KG
Kehler Straße 31
D-76437 Rastatt, Germany
Ralf Uwe Schmitt
Director Marketing Medical Systems
Téléphone:+49 (0) 7222 932-591
Télécopie:+49 (0) 7222 932-938
r.schmitt@maquet.de

Rabea Schlagermann
Product Marketing Manager
Téléphone:+49 (0) 7222 932-420
Télécopie:+49 (0) 7222 932-19420
r.schlagermann@maquet.de

employant 12 100 collaborateurs. En 2009, MAQUET a réalisé un chiffre d'affaires de plus d'1,1 milliard d'euros. Aujourd'hui, l'entreprise compte 5 000 collaborateurs dans 36 organisations de services et de distribution ainsi qu'un réseau de plus de 250 agences commerciales.

MAQUET s'engage au niveau social depuis son siège principal situé à Rastatt et investit durablement dans les collaborateurs de demain : L'association « Bildungschance Rastatt e.V. » gère au quotidien un atelier d'art « KunstWerkstatt » qui propose régulièrement des offres créatives pour les enfants des collaborateurs et attribue des bourses de deux ans rémunérées pour les enfants d'écoles primaires. De plus, « Bildungschance Rastatt e.V. » organise gratuitement des lectures, concerts et pièces de théâtres pour les crèches et les écoles de Rastatt. D'autres journées thématiques et programmes de vacances viennent compléter l'offre pour enfants. L'éducation est le bien le plus précieux et chaque enfant devrait pouvoir en profiter, indépendamment de son genre, sa couleur, sa religion ou ses origines.

MAQUET GmbH & Co. KG
Kehler Straße 31
D-76437 Rastatt, Germany
Ralf Uwe Schmitt
Director Marketing Medical Systems
Téléphone:+49 (0) 7222 932-591
Télécopie:+49 (0) 7222 932-938
r.schmitt@maquet.de

Rabea Schlagermann
Product Marketing Manager
Téléphone:+49 (0) 7222 932-420
Télécopie:+49 (0) 7222 932-19420
r.schlagermann@maquet.de

COMMUNIQUE DE PRESSE

MAQUET
GETINGE GROUP

www.maquet.com

www.getingegroup.com

MAQUET – The Gold Standard.

MAQUET GmbH & Co. KG
Kehler Straße 31
D-76437 Rastatt, Germany
Ralf Uwe Schmitt
Director Marketing Medical Systems
Téléphone: +49 (0) 7222 932-591
Télécopie: +49 (0) 7222 932-938
r.schmitt@maquet.de

Rabea Schlagermann
Product Marketing Manager
Téléphone: +49 (0) 7222 932-420
Télécopie: +49 (0) 7222 932-19420
r.schlagermann@maquet.de