

SOLUZIONE FLESSIBILE PER TUTTE LE DISCIPLINE CHIRURGICHE: IL NUOVO ALPHASTAR PRO

Rastatt/Germania luglio 2010. Nella quotidianità clinica, sono sempre più indispensabili tavoli operatori che soddisfino le crescenti esigenze delle diverse discipline chirurgiche e che possano essere contemporaneamente utilizzati in modo multifunzionale. Con il nuovo tavolo operatorio Alphastar Pro, Maquet, lo specialista della tecnica medica e del flusso di lavoro, offre la soluzione adeguata.

Uso flessibile grazie alla modularità

Grazie alla sua versatilità, Alphastar Pro, disponibile in due versioni con due differenti tipologie di regolazione in altezza, è un modello di flessibilità. Con la sua elevata modularità, può essere utilizzato per qualsiasi disciplina chirurgica. Questo è possibile grazie all'ampia gamma di accessori speciali, ad esempio per l'uso durante interventi ortopedici, traumatologici e neurochirurgici, ma anche cardiologici. L'inserimento degli accessori avviene per mezzo del semplice sistema "Easy-Click", che consente l'inserimento rapido di un'ampia gamma di

MAQUET GmbH & Co. KG
Kehler Straße 31
D-76437 Rastatt, Germany
Ralf Uwe Schmitt
Director Marketing Medical Systems
Telefono:+49 (0) 7222 932-591
Fax:+49 (0) 7222 932-938
r.schmitt@maquet.de

Rabea Schlagermann
Product Marketing Manager
Telefono:+49 (0) 7222 932-420
Fax:+49 (0) 7222 932-19420
r.schlagermann@maquet.de

accessori in moduli ad innesto. In questo modo, Alphastar Pro può essere adattato in modo sicuro e semplice ad una vasta serie di applicazioni chirurgiche e stature dei pazienti.

Per il corretto posizionamento del paziente da un punto di vista anatomico in tutti gli ambiti d'impiego, si utilizza un nuovo piano operatorio suddiviso in più parti. Questo piano può essere personalizzato per l'intervento chirurgico interessato. I moduli in fibra di carbonio radiotrasparenti a 360° consentono il controllo intraoperatorio con apparecchiature radiologiche. Inoltre, può essere collegata una prolunga del piano bacino per la scopia ottimale della regione urogenitale.

Ergonomico e facile da usare

Alphastar Pro soddisfa tutte le condizioni che rendono possibile un lavoro rilassato e confortevole in sala operatoria. Oltre a una stabilità estremamente elevata, i piani gambe motorizzati contribuiscono a un miglioramento sostanziale dell'ergonomia, soprattutto durante gli interventi ginecologici e urologici.

Lo stesso dicasi per l'accesso al tavolo operatorio, che è possibile senza urtare la base del tavolo e con estrema

semplicità. La possibilità di regolazione in altezza flessibile da 598 a 1120 mm permette al chirurgo di assumere una postura ergonomica durante l'esecuzione di interventi sia da seduto che in piedi.

Il controllo del tavolo operatorio avviene per mezzo di un telecomando a infrarossi o via cavo e garantisce il controllo sicuro del tavolo, anche nelle fasi critiche dell'intervento. Con il tastierino retroilluminato l'utilizzo sicuro è garantito anche in sale operatorie con luci soffuse o spente, ad es. per gli interventi mininvasivi.

Qualità e convenienza

Con Alphastar Pro, Maquet risponde alla crescente domanda di soluzioni efficienti per tavoli operatori da parte delle cliniche attente ai costi ed alla qualità. E sono proprio le molteplici possibilità d'impiego e le capacità che si possono ottenere con il miglioramento del flusso di lavoro a rendere Alphastar Pro anche conveniente da un punto di vista economico.

MAQUET GmbH & Co. KG
Kehler Straße 31
D-76437 Rastatt, Germany
Ralf Uwe Schmitt
Director Marketing Medical Systems
Telefono:+49 (0) 7222 932-591
Fax:+49 (0) 7222 932-938
r.schmitt@maquet.de

Rabea Schlagermann
Product Marketing Manager
Telefono:+49 (0) 7222 932-420
Fax:+49 (0) 7222 932-19420
r.schlagermann@maquet.de

Saremo lieti di inviarvi materiale illustrativo ad alta risoluzione su richiesta.



*Per interventi nella
regione scapolare:
posizionamento Beach-
Chair con braccio di
supporto 3D Trimano*



*Posizionamento
dorsosacrale con piani
gambe motorizzati
secondo Goepel*



*Posizionamento del
paziente per la
liposuzione
laparoscopica*

MAQUET GmbH & Co. KG
Kehler Straße 31
D-76437 Rastatt, Germany
Ralf Uwe Schmitt
Director Marketing Medical Systems
Telefono:+49 (0) 7222 932-591
Fax:+49 (0) 7222 932-938
r.schmitt@maquet.de

Rabea Schlagermann
Product Marketing Manager
Telefono:+49 (0) 7222 932-420
Fax:+49 (0) 7222 932-19420
r.schlagermann@maquet.de

INFORMAZIONI SUL GRUPPO MAQUET

Il Gruppo MAQUET è leader mondiale di prodotti e soluzioni per sale operatorie e reparti di terapia intensiva. I migliori prodotti, opportunamente combinati tra loro, vengono sviluppati appositamente per un trattamento medico ottimale e per la terapia dei pazienti all'interno delle strutture ospedaliere. MAQUET offre soluzioni mediche e terapeutiche innovative in tre divisioni:

- Cardiovascular con prodotti per la terapia di contropulsazione con palloncino intra-aortico, chirurgia di bypass coronarico-arterioso, interventi su aneurismi, interventi periferici, circolazione extracorporea.
- Critical Care per apparecchiature di rianimazione e anestesia
- Surgical Workplaces per tavoli operatori, luci operatorie, unità di alimentazione a soffitto, stanze modulari per sale operatorie e reparti di terapia intensiva, oltre a sistemi di telemedicina per l'integrazione nella sala operatoria

MAQUET è una società affiliata del gruppo svedese GETINGE AB, un'azienda quotata in borsa con un

MAQUET GmbH & Co. KG
Kehler Straße 31
D-76437 Rastatt, Germany
Ralf Uwe Schmitt
Director Marketing Medical Systems
Telefono:+49 (0) 7222 932-591
Fax:+49 (0) 7222 932-938
r.schmitt@maquet.de

Rabea Schlagermann
Product Marketing Manager
Telefono:+49 (0) 7222 932-420
Fax:+49 (0) 7222 932-19420
r.schlagermann@maquet.de

ACOMUNICATO STAMPA



fatturato di oltre 2,2 miliardi di euro (anno finanziario 2009) e 12.100 dipendenti in tutto il mondo. Lo scorso anno 2009 MAQUET stessa ha conseguito un fatturato di oltre 1,1 miliardo di euro. Oggi l'azienda conta 5.000 dipendenti in 36 organizzazioni internazionali di vendita e di assistenza, e una rete di oltre 250 rappresentanze di vendita.

www.maquet.com

www.getingegroup.com

MAQUET – The Gold Standard.

MAQUET GmbH & Co. KG
Kehler Straße 31
D-76437 Rastatt, Germany
Ralf Uwe Schmitt
Director Marketing Medical Systems
Telefono:+49 (0) 7222 932-591
Fax:+49 (0) 7222 932-938
r.schmitt@maquet.de

Rabea Schlagermann
Product Marketing Manager
Telefono:+49 (0) 7222 932-420
Fax:+49 (0) 7222 932-19420
r.schlagermann@maquet.de